

Cod. KIT041DM20

Decreto Ministeriale n° 20 del 24.01.2011
del Ministero Dell'Ambiente

KIT ACIDO SOLFORICO

Capacità assorbente e neutralizzante Lt. 25

La normativa

Estratto dal D.M. 20
Paragrafo 1.3
Batterie di avviamento

Considerati il diverso numero delle batterie movimentate e le diverse tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per lo svolgimento di ciascuna attività, la sostanza assorbente e neutralizzata certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti, deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività:

1.3.3 Esercizi per la ricarica e la sostituzione = Litri 25
(elettrauto e/o officine)

TUTTI I PRODOTTI DEL KIT SONO TESTATI E CERTIFICATI

NEUPAS® 500

Approvato e testato dal Politecnico di Torino
Rapporto L.M.DISAT n° 13/14/2012:

Kg. 0,54 di Neupas® 500 assorbono e neutralizzano 1 litro di acido solforico con densità 1,27 Kg/dm³

pertanto:

kg. 1 neutralizza ed assorbe 1,852 litri di acido solforico

quindi:

kg. 14 neutralizzano ed assorbono 25,93 litri di acido solforico

Kit specifico per acidi Versione economica



MODALITA' DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale coprendo la zona da bonificare in modo uniforme versandola gradatamente sullo sversamento.

La composizione del NEUPAS® 500 consente una rapida reazione esotermica con la soluzione elettrolitica al termine della quale, dopo pochi minuti, risulta completamente estinta l'azione corrosiva dell'acido solforico.

Il residuo di tale reazione è un composto denso e compatto che ha un pH neutro (valore 7), e che può pertanto essere facilmente raccolto e smaltito come rifiuto speciale NON PERICOLOSO secondo le direttive locali.

Inoltre può essere utilizzato per l'assorbimento dei più svariati liquidi industriali.

Adottare le misure di prevenzione e protezione individuate ai sensi del Decreto 81/2008 per la manipolazione di sostanze acide utilizzando i DPI specifici.

COMPOSIZIONE



CONTENITORE:
secchio con manico misure: diam. 300x290 mm



n° 2 sacchi da Kg. 7 Totale Kg. 14
Assorbente neutralizzante Neupas 500



n° 1 sessola



n° 1 paio di guanti

540 gr.
di Neupas 500
assorbono e
neutralizzano
1 Lt. di acido
solforico

Conforme al
D.M. 20 del 24.01.11
G.U. n° 60 del 14.03.11



RIMOL® s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it